

ALFA-Flex[®] Brace Fußabduktionsschiene



Die ALFA-Flex Brace Fußabduktionsschiene wird zur Behandlung des idiopathischen Klumpfußes nach dem konservativen Therapieansatz von Dr. Ponseti verwendet. Sie wird im Zusammenspiel mit einer Fußhalterung als Orthese eingesetzt, um den korrigierten Fuß nach der Gipsbehandlung in der gewünschten Position zu halten. Das kann je nach ärztlicher Empfehlung noch drei bis vier Jahre dauern– und beugt so einem Rezidiv vor.

Abduktion und Dorsalextension - alle Winkel gradgenau

Die ALFA-Flex Brace Fußabduktionsschiene ermöglicht die gradgenaue Einstellung der für die Ponseti-Behandlung erforderlicher Winkel Dorsalextension zwischen 0° und 20°
Abduktion zwischen 0° und 80°

Wächst mit - eine Schiene für die gesamte Behandlung

Die ALFA-Flex Brace Fußabduktionsschiene ist durch ein Langloch-System stufenlos längenverstellbar von 17,5 cm bis 30 cm Breite. Sie ist für die gesamte Therapiedauer verwendbar.

ALFA Flex XL Brace und ALFA-Flex XL Mitteloval

Schiene und Zubehör sind für besonders große Kinder vorhanden, mit einer Breite von 18,5 cm bis 37 cm.

Die passenden Fußhalterungen

Die Fußhalterungen (separat erhältlich) werden über ein praktisches Klick-System mit der Fußabduktionsschiene verbunden. Die ALFA-Flex Schiene ist geeignet für den Einsatz mit allen Sameda Schuhmodellen.

Infos und Bestellung

ALFA-Flex Brace, Artikel-Nr.: 0700-000
Online-Bestellung unter www.semeda-shop.de

WE 5002-001